

## SafeCare Antigen-Selbsttest

Der SafeCare COVID-19 Nasenrachen Antigen Schnelltest dient dazu, einen qualitativ hochwertigen Nachweis der Nucleokapsid-Protein-Antigene zu erbringen. Hierzu wird im Nasenrechenraum oder im vorderen Nasenbereich ein qualifizierter Abstrich im Rahmen einer professionellen Teststrategie genommen. Der Antigen-Schnelltest ist laut Paul-Ehrlich-Institut evaluiert und wird auf der Liste für die SARS-CoV-2-Tests der BfArM geführt. Durchgeführt werden darf er nur von medizinisch qualifiziertem Fachpersonal. Ebenfalls ist am PoC eine Testung durch eingewiesenes Fachpersonal möglich.

Hersteller SafeCare bringt mit dem COVID-19 Nasenrachen Antigen Schnelltest eine zuverlässige und einfache Option, eine wirkungsvolle Testung auf das neuartige Coronavirus umzusetzen. Da mit ihm eine Durchführung ebenfalls von Massentests möglich ist, lässt sich für öffentliche Einrichtungen oder gewerblich genutzte Flächen sowie Schulen und Betriebe eine nachhaltige Teststrategie realisieren, um mit dem SARS-CoV-2 infizierte Menschen schnell lokalisieren zu können und damit sämtliche betreffenden Personen zu schützen.

Ein Testergebnis liegt innerhalb von 10 bis 15 vor. Somit haben Getestete schnell Gewissheit, wobei die relative Sensitivität des SafeCare - COVID-19 Nasenrachen Antigen Schnelltest bei 96,97 % und die relative Spezifität bei 100 % liegt.

**Probenmaterial:** Nasopharynx-Abstriche

**Testergebnis:** in 10 bis 15 Minuten

Sehr hohe Sensitivität: 96,97%

Sehr hohe Spezifität: 100,00%

**Inhalt:** 25 Tests inkl. Verbrauchsmaterial

**Handhabung:** Einfache Handhabung ohne zusätzliches Analysesystem

**Testort:** Testmöglichkeit dort, wo kein Labortest zur Verfügung steht (PoC)

**Einsatz:** Test für den professionellen Gebrauch vorgesehen

**Erstattungsfähig: BfArM-gelistet (AT199/20) und somit erstattungsfähig**

Die angegebenen Preise verstehen sich als Stückpreis pro 1 Test



**Datenblatt**



**Video anschauen**

