

SafeCare Autotest dell'antigene

Il SafeCare COVID-19 Nasopharyngeal Antigen Rapid Test è progettato per fornire un rilevamento di alta qualità degli antigeni della proteina nucleocapside. A questo scopo, un tampone qualificato viene prelevato dal rinofaringe o dalla regione nasale anteriore come parte di una strategia di test professionale. Il test rapido dell'antigene è stato valutato secondo l'Istituto Paul Ehrlich ed è incluso nella lista dei test SARS-CoV-2 del BfArM. Può essere effettuata solo da personale medico qualificato. Il test da parte di personale addestrato è possibile anche al PoC.

Con il COVID-19 Nasopharyngeal Antigen Rapid Test, SafeCare offre un'opzione affidabile e semplice per un test efficace per il nuovo coronavirus. Dal momento che può essere utilizzato anche per i test di massa, una strategia di test sostenibile può essere implementata per le strutture pubbliche o le aree utilizzate commercialmente, così come per le scuole e le aziende, al fine di individuare rapidamente le persone infette da SARS-CoV-2 e quindi proteggere tutte le persone interessate.

Un risultato del test è disponibile entro 10-15 giorni. Ciò significa che le persone testate possono essere sicure rapidamente, mentre la sensibilità relativa del SafeCare - COVID-19 Nasopharyngeal Antigen Rapid Test è molto alta. La specificità relativa è del 96,97% e la specificità relativa è del 100%.

Materiale del campione: tamponi nasofaringei.

Risultato del test: in 10-15 minuti

Sensibilità molto alta: 96,97%

Specificità molto alta: 100,00%

Contenuto : 25 test inclusi i materiali di consumo

Manipolazione: Facile da maneggiare senza sistema di analisi aggiuntivo

Luogo del test: Possibilità di test dove non è disponibile alcun test di laboratorio (PoC)

Uso: Test destinato all'uso professionale

Rimborsabile: BfArM-listed (AT199/20) e quindi rimborsabile.

I prezzi indicati sono per unità per 1 test.



Datenblatt



Guarda il video

